

ПАСПОРТ

Аппарат неинвазивной
электромагнитной терапии «ТОР»
ВЕМР.941523.001ПС





Содержание

1. Общие сведения об изделии	4
2. Основные технические данные	5
3. Состав изделия	6
4. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя	7
5. Свидетельство об упаковывании	8
6. Свидетельство о приемке	9
7. Движение изделия при эксплуатации	10
8. Ремонт	12
9. Особые отметки	16



1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»
Обозначение	ВЕМР.941523.001
Заводской номер	_____
Дата изготовления	_____
Версия ПО	_____
Предприятие-изготовитель	АО «Концерн ГРАНИТ»

2 | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики блока электронного «ТОР» приведены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1	
ПАРАМЕТР И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Номинальная мощность изделия, ВА	150
Наработка на отказ, ч	не менее 6000
Номинальное напряжение питания при частоте 50Гц, В	220 ($\pm 10\%$)
Параметры окружающей среды: • температура; • относительная влажность воздуха; • атмосферное давление.	от -20 °С до +40 °С до 80% при температуре 40 °С от 650 до 800 мм рт. ст.
Габариты блока электронного без выступающих частей (ДхШхВ), мм	205,4х191,1х432 Допускаемое отклонение ± 10 мм
Масса блока электронного, кг	8,840 Допускаемое отклонение $\pm 10\%$

2.2. Сведения о содержании драгоценных металлов.

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР» не содержит драгоценных металлов. (Сведений о содержании драгоценных металлов в комплектующих изделиях нет).



3 | СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Состав изделия ВЕМР.941523.001 приведен в таблице 2.

ТАБЛИЦА 2

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ., ШТ.	ПРИМЕЧАНИЕ
ВЕМР.941523.002	ВЕМР.941523.002	1	
Кабель питания		1	
Провод заземления	ВЕМР.685614.024СБ	1	длина 5 м, с изоляцией жёлто-зелёного цвета, многожильный 1 мм ²
Принадлежности в составе: - плавкий предохранитель 2 А 250 В		1	5x20 мм
Руководство по эксплуатации	ВЕМР.941523.001РЭ	1	
Паспорт	ВЕМР.941523.001ПС	1	
Упаковка	ВЕМР.305646.145	1	

4 | РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технических условий ВЕМР.941523.001ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

4.2. Гарантийный срок хранения изделия – 18 месяцев с момента подписания акта отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня его ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

4.3. Гарантии не распространяются на изделия, у которых обнаруженные дефекты явились следствием механических повреждений, полученных в результате небрежного или неосторожного обращения и несоблюдения условий и правил эксплуатации, указанных в ВЕМР.941523.001РЭ.

4.4. Изготовитель в течение указанных в п. 4.2 гарантийных сроков в соответствии с контрактом безвозмездно устраняет последствия поставки заказчику изделия ненадлежащего качества или последствия некачественного выполнения работ, безвозмездно устраняет недостатки изделия, заменяет за свой счет изделия ненадлежащего качества изделиями, соответствующими требованиям настоящих ТУ. Время, в течение которого изделия не могут быть использованы в связи с выходом их из строя, в гарантийный срок не засчитывается.

4.5. Срок службы изделия – 5 лет.

4.6. Гарантийное обслуживание и гарантийный ремонт проводит АО «Концерн ГРАНИТ» по адресу: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 31, стр. 2, тел.: 8(495)642-97-42.



5 | СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР.941523.001 № _____ упакован
заводской номер

_____ согласно требованиям, предусмотренным
предприятие - изготовитель в действующей технической документации.

Зав. складом

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ месяц, год




6 | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР.941523.001 № _____ изготовлен
заводской номер

и принят в соответствии с действующей технической документацией,
требованиями ВЕМР.941523.001ТУ и признан годным для эксплуатации.

Изделие опечатано _____



Начальник ОТКК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

месяц, год

Руководитель предприятия

МП

личная подпись

расшифровка подписи

месяц, год

Заказчик / Представитель ВП

(при наличии)

МП

личная подпись

расшифровка подписи

месяц, год



7.1. Сведения о движении изделия при эксплуатации, техническом состоянии на момент передачи и сведения о закреплении изделия заносятся в таблицы 3 и 4 соответственно.

ТАБЛИЦА 3 – Прием и передача изделия

ДАТА	СОСТОЯНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ОСНОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР И ДАТА ДОКУМЕНТА)	ОРГАНИЗАЦИЯ, ДОЛЖНОСТЬ И ПОДПИСЬ		ПРИМЕЧАНИЕ
			сдавшего	принявшего	

Примечание – Таблицу заполняют во время эксплуатации изделия.



ТАБЛИЦА 4 – Сведения о закреплении изделия при эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ (СОСТАВНОЙ ЧАСТИ) И ОБОЗНАЧЕНИЕ	ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ	ОСНОВАНИЕ (НАИМЕНОВАНИЕ, НОМЕР И ДАТА ДОКУМЕНТА)		ПРИМЕЧАНИЕ
		ЗАКРЕПЛЕНИЕ	ОТКРЕПЛЕНИЕ	

Примечание – Таблицу заполняют во время эксплуатации изделия.



8 | РЕМОНТ

8.1. Краткие записи о произведенном ремонте

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР.941523.001 № _____
заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте



8.2. Свидетельство о приемке и гарантии

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР941523.001 № _____

заводской номер

принят в соответствии с действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТКК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

месяц, год



8.3. Краткие записи о произведенном ремонте

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР.941523.001 № _____
заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта _____
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведенном ремонте _____
вид ремонта и краткие сведения о ремонте



8.4. Свидетельство о приемке и гарантии

Аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР»

ВЕМР941523.001 № _____

заводской номер

принят в соответствии с действующей технической документацией
и признан годным для эксплуатации.

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям
действующей технической документации при соблюдении потребителем
требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТКК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

месяц, год

[illegible]

[illegible]

[illegible]



№ 01/2022



Производитель:
АО «Концерн ГРАНИТ»
+7 (495) 846 68 61
www.TOR-med.tech